


# 适用于 NGS 的建库的连接接头与 SI-MGI\_XXX 引物组合体系使用说明书 For MGI Lib

## 说明:


本组合体系包含 NGS 建库的连接接头和 SI-MGI\_XXX 引物 (SI-MGI-INDX) 2 个试剂组分; 连接接头为短接头与长引物 SI-MGI\_XXX (SI-MGI-INDX) 组合使用; 适用于构建 MGI 单 index 类型文库, 在 MGI 测序仪器上进行测序。

连接接头提供带 UMI (MGI-UMI-Adaptor) 的和常规不带 UMI (Short Adaptor-MGI) 的 2 个类型。

引物 SI-MGI\_XXX (SI-MGI-INDX) 有超过 100 种 index 可供选择。每 4 种 index 的碱基完全平衡。



## 含分子标签 (UMI) 的 MGI 测序单 index 的 NGS 文库结构



## 与标准 MGI 单 index 文库比较, 何因生物 UMI 接头有以下特点:

- 1, 文库接头与插入片段之间多了 5 个 bp 碱基, 分别在 R1 和 R2 的 5 端;
- 2, 由于测序时插入片段第 1 个碱基质量较差, UMI 的第 1 个碱基不用于 UMI 计算;
- 3, UMI 的第 2-4 个碱基为 ATGC 随机碱基, 用于 UMI 计算识别;
- 4, 由于 UMI 的第 5 个碱基是固定 A/T, 不用于 UMI 计算。

## 带 UMI 数据的简要分析策略:

下机数据中, reads1 和 reads2 的 5 端 第 2-4 位置的 3 个随机碱基用于 UMI 分子标签计算, 如要切除 UMI 需将 reads1 和 reads2 5 端的前 5 个碱基切除, 对于含 Adaptor 的序列, 需将 3 端切除 5 个碱基, 其余序列用于比对分析。

## 1、连接接头使用说明

何因 NGS 连接接头采用短接头模式, 带 UMI 的短接头嵌入 5 个随机碱基分子标签使用。

	货号	规格
带 UMI (MGI-UMI-Adaptor)	Cat:CD10003	100 rxns /管
常规不带 UMI (Short Adaptor-MGI)	Cat:CD10004	100 rxns /管

- 接头浓度：10 μM；直接用于商品化 NGS 建库试剂盒连接体系里即可；
- 20°C 保存，在 4°C 融化后使用；
- 建库推荐使用量：常规 DNA 投入量 200-500 ng      2.5 μL / rxns  
cf DNA 投入量 20-30ng      1-1.5 μL / rxns

## 2、长 SI-MGI\_XXX 引物使用说明

何因生物的 SI-MGI\_XXX 引物是含单端 10bp 的 index，index 序列与华大智造公布的有差异，使用时请注意区分。何因生物 NGS 连接接头由于是短接头，需要用长 SI-MGI\_XXX 引物混合套装进行 PCR，不可直接用不带 index 的引物进行 PCR。

	货号	规格
引物 SI-MGI_XXX (SI-MGI-INDX)	Cat: CD10001-xxx	25 rxns /管/种
<ol style="list-style-type: none"> <li>每种 R 引物 SI-MGI-INDX (index) 已经加入了磷酸化的 PCR-F 引物</li> <li>引物浓度：10 μM；</li> <li>-20°C 保存，在 4°C 融化后使用；</li> <li>50 μL 的 PCR 体系加 4 μL。</li> </ol>		

\*本说明书提及的 MGI、华大智造等术语均指深圳华大智造科技股份有限公司。本说明书里面货物名称和货号可能有更新，具体订购前详询。

### 引物 SI-MGI\_XXX (SI-MGI-INDX) 的不同 index 示例：(index 咨询技术销售)

INDEX_NUM		INDEX		NAME	INDEX	Seq-comp	Primer
1	SI-MGI_001	MGI_001	组01A	AACAACACGG	ccgtgttggt	T*GTGAGCCAAGGAGTTGccgtgttggtTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
2	SI-MGI_002	MGI_002	组01B	CCACCACAAT	attgtggtgg	T*GTGAGCCAAGGAGTTGattgtggtggTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
3	SI-MGI_003	MGI_003	组01C	GGTTGGTTCA	tgaaccaacc	T*GTGAGCCAAGGAGTTGtgaaccaaccTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
4	SI-MGI_004	MGI_004	组01D	TTGTTGGTC	gaccaaccaa	T*GTGAGCCAAGGAGTTGaccaaccaaTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
5	SI-MGI_005	MGI_005	组02A	AACAAGGCCT	aggcootggt	T*GTGAGCCAAGGAGTTGaggecttggtTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
6	SI-MGI_006	MGI_006	组02B	CCACCAATTC	gaattggtgg	T*GTGAGCCAAGGAGTTGgaattggtggTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
7	SI-MGI_007	MGI_007	组02C	GGTTGTCAAG	ettgacaacc	T*GTGAGCCAAGGAGTTGettgacaaccTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
8	SI-MGI_008	MGI_008	组02D	TTGGTCTGGA	tccagaccaa	T*GTGAGCCAAGGAGTTGtccagaccaaTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
9	SI-MGI_009	MGI_009	组03A	ACAACCAGG	cottggttgt	T*GTGAGCCAAGGAGTTGccttggttgtTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
10	SI-MGI_010	MGI_010	组03B	CACCAACCAG	ttggttggtg	T*GTGAGCCAAGGAGTTGttggttggtgTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
11	SI-MGI_011	MGI_011	组03C	GTTGGTTGCT	agcaaccaac	T*GTGAGCCAAGGAGTTGagcaaccaacTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
12	SI-MGI_012	MGI_012	组03D	TGGTTGTTTC	gaaccaacca	T*GTGAGCCAAGGAGTTGgaaccaaccaTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
13	SI-MGI_013	MGI_013	组04A	ACACCTACAC	gtgtaggtgt	T*GTGAGCCAAGGAGTTGgttaggtgtTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	
14	SI-MGI_014	MGI_014	组04B	CACAACCACA	tgtggttggtg	T*GTGAGCCAAGGAGTTGtgtggttggtgTTGCTTCCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACT*T	